

# Farbige Kappen für Kryoröhrchen

Die farbigen Maxxline-Kappen für Kryoröhrchen werden in einer breiten Palette leuchtender Farben geliefert, die so gestaltet sind, dass es mühelos möglich ist, die Röhrchen mit verschiedenen Proben zu identifizieren.

Diese farbigen Einsätze sind die perfekte Ergänzung zum Maxxline Sortiment an kryogenen Röhrchen und helfen Ihnen, Ihre Kryokonservierungsprozesse zu optimieren.

## Flexibilität bei der Probenverarbeitung


Die farbigen Kappen von Maxxline sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, sodass Kunden sie in einer Vielzahl von Algorithmen zur Sortierung von Proben verwenden können. Zu den Farboptionen gehören Rot, Blau, Gelb, Grün und Weiß. Diese Kappen können als einfarbige- oder mehrfarbige Packungen mit einer Mischung von bis zu fünf sortierten Farben bestellt werden.

## Haltbare Kappeneinsätze

Die farbigen Maxxline Kappen werden aus der gleichen hochwertigen Polypropylenmischung wie die Kryoröhrchen hergestellt und sind so konzipiert, dass sie während des Gebrauchs passgenau in die Verschlüsse der Röhrchen passen, ohne während des Gebrauchs herauszufallen. Sie können Kryokonservierungstemperaturen von bis zu -196°C standhalten.

## Kryoröhrchen Kappeneinsätze frei von biologischer Kontamination

Genau wie die Maxxline Kryoröhrchen sind die farbigen Kappen nachweislich frei von üblichen biologischen Kontaminanten wie Endotoxinen, DNA, RNasen/DNasen und PCR-Inhibitoren. Dies schützt die in den Röhrchen aufbewahrten wertvollen Proben vor unerwünschter Kontamination, die die Probenqualität beeinträchtigen könnte.



## Bestellinformation

Kat.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung
MLTR	Farbige Kappen	Rot	500 Stk.
MLTB	Farbige Kappen	Blau	500 Stk.
MLTY	Farbige Kappen	Gelb	500 Stk.
MLTG	Farbige Kappen	Grün	500 Stk.
MLTW	Farbige Kappen	Weiß	500 Stk.
MLTPAC	Farbigen Kappen	5 verschiedene Farben	500 Stk.
MLD-50	Entkappungswerkzeug für Kryoröhrchen		50 Stk.

