

# Bestseller **Kryoboxen** aus Karton

Die innovativem Kryoboxen aus Karton von Maxxline wurden entwickelt, um eine hervorragende Kryokonservierung für Ihre wertvollen Proben aus den Biowissenschaften zu ermöglichen. Die Konstruktion dieser Bestseller-Produktreihe bietet eine einzigartige Lagerung dieser Proben bei extrem niedrigen Temperaturen.

## Wasserfeste Boxen

Um Form und optimale Funktionalität zu erhalten, sind die meistverkauften Boxen von Maxxline mit einer wasserabweisenden Schicht versehen. Dadurch widerstehen sie Feuchtigkeitsschäden länger als die durchschnittlichen Kartons auf dem Markt.

## Farbenfrohes Boxendesign


Die leuchtende Boxenreihe von Maxxline verleiht Labor-Gefrierschränken einen Hauch von Farbe. Erhältlich in einer Vielzahl von Farbtönen, darunter Rot, Gelb, Grün, Blau und Weiß, ermöglichen die Maxxline-Boxen eine schnelle Probensortierung wodurch Wissenschaftler mehr Zeit haben, sich auf die kritischen Prozesse zu konzentrieren.

## Optionale Trennwände für die Kryoboxen aus Karton

Maxxline Kryokonservierungsboxen sind in zwei Größen (133x133mm und 136x136mm), mit oder ohne Trennwände, erhältlich. Obwohl sie flexibel sind, sind die Boxen ohne Unterteilungen manchmal nicht ideal. Daher können optionale Unterteilungen angebracht werden, um ein stabiles, klar definiertes Lagerraster zu schaffen.

## Umweltfreundliche Kryokonservierung

Aufgrund ihrer Recyclingfähigkeit haben die umweltfreundlichen Bestseller von Maxxline, die Kryoboxen aus Karton, nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt. Wir glauben fest daran, dass die Biowissenschaften bei den Bemühungen um die Eindämmung ökologischer Ungleichgewichte führend sein müssen, und dies hat uns zu innovativen Produkten in der Kryokonservierung geführt. Mit den Bestsellerlösungen der Marke Maxxline können auch Sie Ihren Teil zur Rettung des Planeten beitragen.



## Bestellinformation

Kat. Nr.	Beschreibung	Abmessung	Farbe	Verpackung
ML22005	Kartonbox, 50mm	133x133x50mm	Weiß	36 Stk.
ML22110	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 9x9-Raster	133x133x30mm	Weiß	36 Stk.
ML22120	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 10x10-Raster	133x133x30mm	Weiß	36 Stk.
ML22230	Kartonbox B9 inkl. 9x9 Zellen	133x133x50mm	Weiß	36 Stk.
ML22232	Kartonbox B10 inkl. 10x10 Zellen	133x133x50mm	Weiß	36 Stk.
ML22500	Kartonbox, 50mm	136x136x50mm	Weiß	36 Stk.
ML22684	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 9x9-Raster	136x136x30mm	Weiß	36 Stk.
ML22683	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 10x10-Raster	136x136x30mm	Weiß	36 Stk.