

Kryoboxen aus Karton 136x136mm

Maxxline's 136x136mm Kryoboxen aus Karton bieten eine erweiterte Kapazität für die Lagerung von Kryokonservierungen. Der große Innenraum von 136x136mm erweitert die Lagerkapazität der 133x133mm Kryoboxen und macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Labore mit größerem Bedarf an Probenlagerung.

Temperaturbeständige Kryoboxen

Unser einzigartiger Herstellungsprozess stellt sicher, dass die Maxxline Kryoboxen den hohen Anforderungen der Kryoröhrchenlagerung gerecht werden. Jede Box wird sorgfältig hergestellt, um Temperaturen von bis zu -80°C ohne Verlust der Integrität zu widerstehen. Maxxline's Kartonboxen haben eine wasserabweisende Beschichtung, die feuchtigkeitsbedingtes Durchnässen reduziert.

Anpassbare Boxen

Da die Maxxline-Kartons mit oder ohne Unterteilungen geliefert werden, können sie zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Laborartikeln verwendet werden. Von routinemäßigen Biobanken bis hin zur Kryokonservierung von Gewebe eignen sich diese Boxen für eine Vielzahl von Gefrieranwendungen.



Sie werden in Höhen von 32 bis 130mm geliefert und bieten Platz für variable Probenröhrchenhöhen.

Optionale Unterteilungen für Kryoröhrchen-Boxen

Maxxline Kryoboxen aus Karton können mit einer Reihe von optionalen Gitterunterteilungen (7x7 bis 16x16) unterteilt werden, was das Sortieren der Proben in jedem Karton vereinfacht und die Flexibilität für den Benutzer erhöht.

Highlights:

- Umweltfreundliche Kryolagerungsboxen mit niedrigem CO₂-Ausstoß
- Kartonboxen mit Beständigkeit gegen Alkohole und milde organische Lösungsmittel
- Thermostabil und wasserabweisend
- Jede Box kann mit optionalen Gittereinsätzen für eine effizientere Raumnutzung ausgestattet werden
- Fünf Boxenhöhenvarianten passen auf eine breite Palette von Röhrchen (32, 50, 75, 100 und 130mm)
- Fünf Farbvarianten für die visuelle Probenkatalogisierung (weiß, blau, grün, rot und gelb)



Bestellinformation

Bestseller Kryoboxen aus Karton 136x136mm

Kat. Nr.	Beschreibung	Abmessung	Verpackung
ML22500	Kartonbox, 50mm, weiß	136x136x50mm	36 Stk.
ML22684	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 9x9-Raster	136x136x30mm	36 Stk.
ML22683	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 10x10-Raster	136x136x30mm	36 Stk.




Kryoboxen aus Karton 136x136mm mit Unterteilungen

Kat. Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessung	Verpackung
ML22231	Kartonbox B9 inkl. 9x9 Zellen	Weiß	136x136x50mm	36 Stk.
ML22233	Kartonbox B10 inkl. 10x10 Zellen	Weiß	136x136x50mm	36 Stk.
ML22933	Kartonbox mit Druck inkl. 9x9-Unterteilung	Weiß	136x136x50mm	36 Stk.



Kryoboxen aus Karton 136x136mm ohne Unterteilung

Kat. Nr.	Beschreibung	Farbe	Abmessung	Verpackung
ML22490	Kryoboxen aus Karton, 32mm	Weiß	136x136x32mm	36 Stk.
ML22492	Kryoboxen aus Karton, 32mm	Blau	136x136x32mm	36 Stk.
ML22494	Kryoboxen aus Karton, 32mm	Rot	136x136x32mm	36 Stk.
ML22496	Kryoboxen aus Karton, 32mm	Grün	136x136x32mm	36 Stk.
ML22498	Kryoboxen aus Karton, 32mm	Gelb	136x136x32mm	36 Stk.
ML22500	Kryoboxen aus Karton, 50mm	Weiß	136x136x50mm	36 Stk.
ML22501	Kryoboxen aus Karton, 50mm	Blau	136x136x50mm	36 Stk.
ML22502	Kryoboxen aus Karton, 50mm	Rot	136x136x50mm	36 Stk.
ML22503	Kryoboxen aus Karton, 50mm	Grün	136x136x50mm	36 Stk.
ML22504	Kryoboxen aus Karton, 50mm	Gelb	136x136x50mm	36 Stk.
ML22525	Kryoboxen aus Karton, 75mm	Weiß	136x136x75mm	36 Stk.
ML22526	Kryoboxen aus Karton, 75mm	Blau	136x136x75mm	36 Stk.
ML22527	Kryoboxen aus Karton, 75mm	Rot	136x136x75mm	36 Stk.
ML22528	Kryoboxen aus Karton, 75mm	Grün	136x136x75mm	36 Stk.
ML22529	Kryoboxen aus Karton, 75mm	Gelb	136x136x75mm	36 Stk.
ML22540	Kryoboxen aus Karton, 100mm	Weiß	136x136x100mm	36 Stk.
ML22541	Kryoboxen aus Karton, 100mm	Blau	136x136x100mm	36 Stk.
ML22542	Kryoboxen aus Karton, 100mm	Rot	136x136x100mm	36 Stk.
ML22543	Kryoboxen aus Karton, 100mm	Grün	136x136x100mm	36 Stk.
ML22544	Kryoboxen aus Karton, 100mm	Gelb	136x136x100mm	36 Stk.
ML22560	Kryoboxen aus Karton, 130mm	Weiß	136x136x130mm	36 Stk.
ML22561	Kryoboxen aus Karton, 130mm	Blau	136x136x130mm	36 Stk.
ML22562	Kryoboxen aus Karton, 130mm	Rot	136x136x130mm	36 Stk.
ML22563	Kryoboxen aus Karton, 130mm	Grün	136x136x130mm	36 Stk.
ML22564	Kryoboxen aus Karton, 130mm	Gelb	136x136x130mm	36 Stk.



Unterteilungen für Kryoboxen aus Karton 136x136mm

Kat. Nr.	Beschreibung	Abmessung	Verpackung
ML22676	Unterteilungen für 32mm-Boxen, 7x7-Raster (Röhrchen < \varnothing 17.75mm)	136x136x22mm	36 Stk.
ML22675	Unterteilungen für 32mm-Boxen, 8x8-Raster (Röhrchen < \varnothing 15.50mm)	136x136x22mm	36 Stk.
ML22674	Unterteilungen für 32mm-Boxen, 9x9-Raster (Röhrchen < \varnothing 13.75mm)	136x136x22mm	36 Stk.
ML22673	Unterteilungen für 32mm-Boxen, 10x10-Raster (Röhrchen < \varnothing 12.25mm)	136x136x22mm	36 Stk.
ML22672	Unterteilungen für 32mm-Boxen, 12x12-Raster (Röhrchen < \varnothing 10.25mm)	136x136x22mm	36 Stk.
ML22671	Unterteilungen für 32mm-Boxen, 13x13-Raster (Röhrchen < \varnothing 9.50mm)	136x136x22mm	36 Stk.
ML22670	Unterteilungen für 32mm-Boxen, 14x14-Raster (Röhrchen < \varnothing 8.75mm)	136x136x22mm	36 Stk.
ML22669	Unterteilungen für 32mm-Boxen, 16x16-Raster (Röhrchen < \varnothing 7.50mm)	136x136x22mm	36 Stk.
ML22690	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 3x3-Raster (Röhrchen < \varnothing 42.50mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22689	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 4x4-Raster (Röhrchen < \varnothing 31.75mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22688	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 5x5-Raster (Röhrchen < \varnothing 25.25mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22687	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 6x6-Raster (Röhrchen < \varnothing 21.00mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22686	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 7x7-Raster (Röhrchen < \varnothing 17.75mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22685	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 8x8-Raster (Röhrchen < \varnothing 15.50mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22684	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 9x9-Raster (Röhrchen < \varnothing 13.75mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22683	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 10x10-Raster (Röhrchen < \varnothing 12.25mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22682	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 12x12-Raster (Röhrchen < \varnothing 10.25mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22681	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 13x13-Raster (Röhrchen < \varnothing 9.50mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22680	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 14x14-Raster (Röhrchen < \varnothing 8.75mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22679	Unterteilungen für 50mm-Boxen, 16x16-Raster (Röhrchen < \varnothing 7.50mm)	136x136x30mm	36 Stk.
ML22710	Unterteilungen für 75mm-Boxen, 3x3-Raster (Röhrchen < \varnothing 42.50mm)	136x136x40mm	36 Stk.
ML22709	Unterteilungen für 75mm-Boxen, 4x4-Raster (Röhrchen < \varnothing 31.75mm)	136x136x40mm	36 Stk.
ML22708	Unterteilungen für 75mm-Boxen, 5x5-Raster (Röhrchen < \varnothing 25.25mm)	136x136x40mm	36 Stk.
ML22707	Unterteilungen für 75mm-Boxen, 6x6-Raster (Röhrchen < \varnothing 21.00mm)	136x136x40mm	36 Stk.
ML22706	Unterteilungen für 75mm-Boxen, 7x7-Raster (Röhrchen < \varnothing 17.75mm)	136x136x40mm	36 Stk.
ML22705	Unterteilungen für 75mm-Boxen, 8x8-Raster (Röhrchen < \varnothing 15.50mm)	136x136x40mm	36 Stk.
ML22704	Unterteilungen für 75mm-Boxen, 9x9-Raster (Röhrchen < \varnothing 13.75mm)	136x136x40mm	36 Stk.
ML22703	Unterteilungen für 75mm-Boxen, 10x10-Raster (Röhrchen < \varnothing 12.25mm)	136x136x40mm	36 Stk.
ML22702	Unterteilungen für 75mm-Boxen, 12x12-Raster (Röhrchen < \varnothing 10.25mm)	136x136x40mm	36 Stk.
ML22740	Unterteilungen für 100 & 130mm-Boxen, 3x3-Raster (Röhrchen < \varnothing 42.50mm)	136x136x65mm	36 Stk.
ML22739	Unterteilungen für 100 & 130mm-Boxen, 4x4-Raster (Röhrchen < \varnothing 31.75mm)	136x136x65mm	36 Stk.
ML22738	Unterteilungen für 100 & 130mm-Boxen, 5x5-Raster (Röhrchen < \varnothing 25.25mm)	136x136x65mm	36 Stk.
ML22737	Unterteilungen für 100 & 130mm-Boxen, 6x6-Raster (Röhrchen < \varnothing 21.00mm)	136x136x65mm	36 Stk.
ML22736	Unterteilungen für 100 & 130mm-Boxen, 7x7-Raster (Röhrchen < \varnothing 17.75mm)	136x136x65mm	36 Stk.
ML22735	Unterteilungen für 100 & 130mm-Boxen, 8x8-Raster (Röhrchen < \varnothing 15.50mm)	136x136x65mm	36 Stk.
ML22734	Unterteilungen für 100 & 130mm-Boxen, 9x9-Raster (Röhrchen < \varnothing 13.75mm)	136x136x65mm	36 Stk.
ML22733	Unterteilungen für 100 & 130mm-Boxen, 10x10-Raster (Röhrchen < \varnothing 12.25mm)	136x136x65mm	36 Stk.

