

Nicht-sterile Kryoröhrchen mit separatem Deckel

Die unsterilen Maxxline Kryoröhrchen können mit separaten Deckeln bestellt werden. Deckel und Kryoröhrchen in getrennten Verpackungen zu haben, wäre eine ausgezeichnete Option für die manuelle Probenverarbeitung mit hohem Probensatz, bei der keine sterilen Röhrchen erforderlich sind.

Genau wie andere Maxxline Kryoröhrchen werden diese unsterilen Kryoröhrchen in einer Reinraumanlage der Klasse 8 und 9 hergestellt und sind nachweisbar frei von menschlicher DNA, DNasen/RNasen und Pyrogenen.

Bestellinformation

Kat. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung
MLC1NSP	Kryoröhrchen, nicht-steril, lose verpackt	1.0mL	1000 Stk. mit separatem Deckel
MLC2NSP	Kryoröhrchen, nicht-steril, lose verpackt	2.0mL	1000 Stk. mit separatem Deckel
MLC4NSP	Kryoröhrchen, nicht-steril, lose verpackt	4.0mL	1000 Stk. mit separatem Deckel
MLC5NSP	Kryoröhrchen, nicht-steril, lose verpackt	5.0mL	1000 Stk. mit separatem Deckel

Nicht-sterile Kryoröhrchen mit separatem Deckel (ohne Druck)

Maxxline nicht-sterile Kryoröhrchen ohne Druck sind das kostengünstigste Kryoröhrchenprodukt in unserem Portfolio.

Diese Kryoröhrchen haben weder Graduierungen noch eine bedruckte Schreibfläche, was sie zur perfekten Option für Labors mit eigenen Beschriftungsroutinen macht. Die separat verpackten Kryoröhrchen und Deckel passen gut in einen manuellen Prozessablauf bei der Probenhandhabung. Mit den unsterilen Maxxline Kryoröhrchen ohne Druck können Sie Ihr Budget ohne Qualitätseinbußen strecken.

Bestellinformation

Kat. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung
MLC05NS	Kryoröhrchen, nicht steril – einzeln verpackt ohne Druck	0.5mL	1000 Stk. mit separatem Deckel
MLC1NS	Kryoröhrchen, nicht steril – einzeln verpackt ohne Druck	1.0mL	1000 Stk. mit separatem Deckel
MLC2NS	Kryoröhrchen, nicht steril – einzeln verpackt ohne Druck	2.0mL	1000 Stk. mit separatem Deckel
MLC4NS	Kryoröhrchen, nicht steril – einzeln verpackt ohne Druck	4.0mL	1000 Stk. mit separatem Deckel
MLC5NS	Kryoröhrchen, nicht steril – einzeln verpackt ohne Druck	5.0mL	1000 Stk. mit separatem Deckel