

White Label Mikroröhrchen

Die White Label Mikroröhrchen bestehen aus transparentem Polypropylen von höchster Klarheit für die beste Sichtbarkeit Ihrer Probe.

Diese Mikrozentrifugenröhrchen werden in einer erstklassigen Produktionsstätte hergestellt und entsprechen voll und ganz den internationalen Normen und Standards. Das Innere der Röhrchen ist hochglänzend poliert, wodurch das Risiko der Anhaftung von Proteinen auf ein absolutes Minimum reduziert wird.

Die White Label Mikroröhrchen sind so konzipiert, dass sie beim Öffnen und Schließen mit nur einer Hand bedient werden können und die Probe optimal versiegelt und vor Verdunstung geschützt ist.

Ultimativer Arbeitskomfort mit White Label Mikroröhrchen

Das kegelförmige zulaufende Design und die leicht ablesbaren, abgestuften Messmarkierungen reichen von 0,1 bis 1,5mL und bieten Ihnen den ultimativen Arbeitskomfort beim Einfrieren Ihrer Proben.

Die Mikroröhrchen sind mit einem gefrosteten Scharnierdeckel ausgestattet, der die Beschriftung Ihrer Proben extrem einfach macht.

Highlights:

- Gefrosteter Scharnierdeckel für einfache Etikettierung
- Leicht lesbare Messmarkierung
- Einhandbedienung
- Kegelförmiger Sockel
- Perfekte Abdichtung und Verdunstungsschutz
- Polierte Innenseite verhindert Proteinhaftung

Bestellinformation

Kat. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung
WL3116C50	Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5mL, steril, klar	0,5mL	5x1000 Stk.
WL3205800	Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5mL, klar	1,5mL	16x500 Stk.
WL3204800	Mikrozentrifugenröhrchen, 2,0mL, klar	2,0mL	16x500 Stk.

