

White Label Reagenzienreservoirs

Die White Label Reagenzienreservoirs bestehen aus einer einzigartigen Mischung aus Polystrol und stellen eine robuste, universelle Reservoirlösung für jedes Labor weltweit dar.

Großer stabiler Sockel mit Graduierungszeichen

Erhältlich in drei verschiedenen Größen – 10mL, 25mL, 50mL – bieten die White Label Reagenzienreservoirs eine große, stabile Basis mit den breiten Kanten, die fest auf Ihrer Werkbank steht. Die Graduierungszeichen bieten Ihnen erweiterten Arbeitskomfort und ermöglichen eine genaue Dosierung und Identifizierung des Probenvolumens.

Abgewinkelter Innenraum und auslaufsicher

Das abgewinkelte Innere der White Label Reagenzienreservoirs unterstützt die Sammlung der Flüssigkeit und verringert den Reagenzienabfall. Während der Verarbeitung der Flüssigkeit müssen

Sie sich keine Sorgen über verschüttete Flüssigkeiten machen, da die Behälter auslaufsicher sind.

Kompakte Lagerung und einfaches Ausgießen

Um die restliche Flüssigkeit zu lagern, können Sie die Reservoirs über eine der Ecken entleeren.

Für eine kompakte Lagerung können Sie die Reservoirs einfach stapeln und mit Hilfe der Reservoirlippe trennen.

Die White Label Reagenzienreservoirs sind ideal für die Verwendung mit allen Ein- und Mehrkanalpipetten.

Zur Anpassung an die verschiedenen Pipetten sind die White Label Reagenzienreservoirs in drei verschiedenen Größen erhältlich:

- 10mL, V-förmiger Boden (ideal mit 8- und 16-Kanal-Pipetten)
- 25mL, flacher Boden (ideal mit Mehrkanalpipetten)
- 50mL, V-förmiger Boden (ideal mit 12-Kanal-Pipetten)

Highlights:

- Mehrere Volumen-Optionen
- Großer, stabiler Sockel
- Auslaufsicher
- Perfekt für Mehrkanalpipetten
- Kompakte Lagerung



Bestellinformation

Kat. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung
WL3701119	Reagenzienreservoirs 10mL, im Beutel	10mL	5x100 Stk.
WL3702119	Reagenzienreservoirs 25mL, im Beutel	25mL	5x100 Stk.
WL3703119	Reagenzienreservoirs 50mL, im Beutel	50mL	5x100 Stk.